




NSF-49 ClO₂ 훈증멸균 및 밸리데이션



생물안전작업대(BSC) 내부 표면살균으로 충분합니까?



이산화염소가스 훈증멸균(Fumigation) 및 밸리데이션



휴대용 이산화염소가스 발생기 (Mini & auto Chlorine dioxide System)



1. Formaldehyde 훈증멸균은 9시간이상, 발암성물질인데 비하여 Chlorine dioxide는 3.5시간, WHO, FDA, EPA에서 안전성 인증
2. Chlorine dioxide gas는 true gas로 잔류물 및 응축수가 없으며 HEPA Filter도 멸균처리.
3. 자동으로 습도조절, 훈증멸균, 가스흡착을 진행하며 휴대용으로 다른 실험장비도 훈증멸균.
4. 조직배양용 인큐베이터, 아이솔레이터 및 7평형 클린룸도 멸균.